

- e) Pipetom se dodaje razrijeđeni uzoraka u konusnu cijev od 15 ml i homogenizira s filtracijskom membranom pažljivo pokretima tučka naprijed-nazad, pri čemu je, prema preporukama proizvođača, potrebno izbjegavati nagle pokrete koji bi izazvali izlazak tečnosti;
- f) Svaki uzorak, negativna kontrola i pozitivna kontrola se prema preporukama proizvođača, pipetom nanosi na aglutinacijsku kartu.
- g) Lateksne kuglice se pipetom dodaju u svako polje aglutinacijske karte, pri čemu ne smiju doći u dodir s uzorcima i kontrolama. U svakom polju se lateksne kuglice nježno miješaju štapićima za jednokratnu upotrebu dok homogena tečnost ne prekrije cijelo polje;
- h) Aglutinacijska karta se stavi u 3D mješalicu i miješa prema preporukama proizvođača;
- i) Poslije preporučenog vremena, zaustavi se miješanje, kartica za aglutinaciju se položi na ravnu površinu i očitaju se rezultati reakcije. U slučaju pozitivnog uzorka moraju se pojaviti agregati u obliku kuglica. U slučaju negativnog uzorka suspenzija mora ostati homogena bez kuglastih agregata;
- j) Sva oprema koja je bila u dodiru s mesom mora biti, između uzastopnih korištenja, pažljivo dekontaminirana potapanjem na nekoliko sekundi u vrelu vodu (60-90 °C). Površine na kojima su ostali ostaci mesa ili inaktiviranih larvi se lako čiste čistom spužvom i vodom iz vodovoda. Nakon završenog postupka može se dodati nekoliko kapi deterdženta da odmasti opremu. Zatim se oprema mora isprati nekoliko puta kako bi se uklonili ostaci deterdženta.
- k) Tučak se mora između uzastopnih korištenja pažljivo dekontaminirati potapanjem na nekoliko sekundi u vrelu vodu (60-90 °C). Ostaci mesa ili inaktiviranih larvi koje se mogu nalaziti na površini, moraju se ukloniti čistom spužvom i vodom iz vodovoda. Nakon završenog postupka može se dodati nekoliko kapi deterdženta da odmasti tučak. Zatim se tučak mora isprati nekoliko puta kako bi se uklonili ostaci deterdženta.

## II. ZBIRNI UZORAK MANJI OD 100 g KAKO JE NAVEDENO U PRILOGU I., POGLAVLJU I., TAČKI 3., PODTAČKI II.

Za zbirne uzorke manje od 100 g moraju se ispoštovati procedure navedene u Prilogu I., Poglavlju I., tački 3., podtački II. ovog Pravilnika.

## III. POZITIVNI ILI SUMNJIVI REZULTATI

Ukoliko ispitivanje zbirnog uzorka daje pozitivan ili nejasan rezultat lateksne aglutinacije, uzima se od svake svinje dodatni uzorak od 20 g u skladu s Prilogom I., Poglavljem I., tačkom 2. podtačkom a) ovog Pravilnika. Uzorak od 20 g od pet svinja se združuje i ispituju koristeći metodu opisanu u tački I. ovog Pravilnika. Na ovaj način se moraju ispitati uzorci od 20 grupa od po pet svinja.

Kada je pozitivna lateksna aglutinacija jedne grupe od pet svinja, dalje se prikupljaju uzorci od 20 g od svake svinje u grupi i svaki uzorak pojedinačno ispituje primjenjujući jednu od metoda navedenih u Poglavlju I. ovog Pravilnika.

Uzorci parazita moraju se čuvati u 90% etanolu kako bi se u referentnim laboratorijama identificirala pripadnost vrsti.

Nakon prikupljanja, pozitivni fluidi moraju biti dekontaminirani zagrijavanjem na najmanje 60°C.

## Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 246/12  
18. decembra 2012. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Vijeća ministara BiH  
**Vjekoslav Bevanda**, s. r.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

## PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA PRETRAGE NA PRISUTNOST TRICHINELLA U MESU

### Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja pretrage na prisustvo *Trichinella* u mesu ("Službeni glasnik BiH", broj 56/11) u Privitku I., Poglavlju II., Dijelu C., tački 1. podtačka f) mijenja se i glasi:

"f) Pepsin aktivnosti 1:10 000 NF (US National Formulary), što odgovara 1:12 500 BP (British Pharmacopoea) i 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ili stabilizirana otopina pepsina s najmanje 660 European Pharmacopoeia jedinica/ml,".

Iza Dijela C. dodaje se novi Dio D. koji glasi:

## "D. METODA PROBAVE ZBIRNOG UZORKA S MAGNETNIM MIJEŠANJEM/"IZOLACIJA NA FILTRU" I OTKRIVANJE LIČINKI TESTOM LATEKSNE AGLUTINACIJE

### I.

1. Oprema i kemikalije
  - a) Pinceta i nož ili makaze za rezanje uzoraka,
  - b) Podlošci razdjeljeni na 50 odvojenih prostora od kojih svaki može primiti uzorke od najmanje 2 g mesa ili druga oprema koja u potpunosti osigurava sljedivost uzoraka,
  - c) Sjeckalica za meso s prikladnim oštricama. Ako je uzorak veći od 3 g koristi se uređaj za mljevenje mesa s otvorima veličine 2 do 4 mm ili makaze. Smrznuto meso ili jezik (nakon uklanjanja površinskog vezivno-tkivnog sloja koji se ne može probaviti) usitnjava se u stroju za mljevenje mesa. Od smrznutog mesa ili jezika uzima se znatno veći uzorak,
  - d) Magnetske mješalice s termostatski kontroliranom pločom za zagrijavanje i štapićima za miješanje presvučenim teflonom, dužine približno 5 cm,
  - e) Staklena posuda zapremine 3 litra,
  - f) Sito vanjskog promjera 11 cm, s mrežicom od nehrđajućeg čelika čiji su otvori promjera 180 µm,
  - g) Čelična aparatura za filtriranje sa 20-mikronskom mrežom i čeličnim lijevkom,
  - h) Vakuum pumpa,
  - i) Metalne ili plastične posude zapremine 10 do 15 litara za sakupljanje probavnog soka,
  - j) 3D rotacijska mješalica,
  - k) Aluminijska folija,
  - l) 25 % klorovodična kiselina,

- m) Pepsin aktivnosti 1:10 000 NF (US National Formulary), što odgovara 1:12 500 BP (British Pharmacopoea) i 2 000 FIP (International Pharmaceutical federation), ili stabilizirana otopina pepsina s najmanje 660 European Pharmacopoeia jedinica/ml,
- n) Voda iz vodovoda zagrijana na 46 - 48 °C,
- o) Vaga s najvećim dozvoljenim odstupanjem od 0,1 g,
- p) Pipete različite zapremine (1, 10 i 25 ml), mikropipete sukladno naputku proizvođača u pogledu lateksne aglutinacije i držači za pipete,
- r) Filteri sa 20-mikronskom najlonskom mrežom, opsega koji odgovara sustavu,
- s) Plastične ili čelične pincete veličine 10-15 cm,
- t) Konusne epruvete zapremine 15 ml,
- u) Tučak s teflonskim ili čeličnim konusnim vrhom koji odgovara konusnim epruvetama,
- v) Termometar s preciznošću 0,5°C sa skalom od 1 do 100°C,
- z) Kartice za lateksnu aglutinaciju iz kompleta za dokaz antigena Trichin-L validiranog pod oznakom br. EURLP\_D\_001/2011.
- aa) Puferska otopina s konzervansom (otopina uzorka) iz kompleta za dokaz antigena Trihin-L, validiranog pod oznakom br. EURLP\_D\_001/2011,
- bb) Puferska otopina s konzervansom (negativna kontrola) iz kompleta za dokaz antigena Trihin-L, validiranog pod oznakom br. EURLP\_D\_001/2011,
- cc) Puferska otopina s antigenom *Trichinella spiralis* i konzervansom (pozitivna kontrola) iz kompleta za dokaz antigena Trihin-L, validiranog pod oznakom br. EURLP\_D\_001/2011,
- dd) Pufer s polistirenskim dijelovima prekriven s otopinom protutijela i konzervansa (lateks kuglice) iz kompleta za dokaz antigena Trihin-L, validiranog pod oznakom br. EURLP\_D\_001/2011,
- ee) Štapići za jednokratnu uporabu.
2. Prikupljanje uzoraka  
Prema odredbama navedenim u Privitku I., Poglavlju I., točki 2. ovoga Pravilnika.
3. Postupak  
Kod zbirnog uzorka (u ukupnoj količini od 100 g) treba ispoštovati postupak iz Privitka I. Poglavlja I., točke 3., podtočke a) do i) ovoga Pravilnika. Poslije toga se primjenjuje slijedeći postupak:
- a) Filtar sa 20-mikronskom najlonskom mrežom se postavi na postolje za filtriranje. Konusni čelični lijevak se postavi na blok filtracijske jedinice u koji se stavi sito s mrežicom od nehrđajućeg čelika čiji su otvori promjera 180 μm. Sa postoljem za filtriranje se poveže vakumska crpka i metalna ili plastična posuda za prikupljanje digestivne tekućine.
- b) Prestati s miješanjem digestivne tekućine i uliti je preko filtra u lijevak za filtriranje. Posuda se ispere sa 250 ml tople vode. Kad se digestivna tekućina uspješno filtrira, potrebno je uliti vodu kojom se ispira u filtracijsku jedinicu;
- c) Pincetom se hvata rub filtracijske membrane. Filtracijska membrana se najmanje četiri puta savije i stavi konusnu cijev od 15 ml;
- d) Filtracijska membrana se snažnim pokretima naprijed-nazad gurne na dno konusne cijevi od 15 ml pomoću tučaka koji treba da bude postavljen unutar filtracijske membrane prema preporukama proizvođača;
- e) Pipetom se dodaje razrijeđeni uzoraka u konusnu cijev od 15 ml i homogenizira s filtracijskom membranom pažljivom pokretima tučka naprijed-nazad, pri čemu je, prema preporukama proizvođača, potrebno izbjegavati nagle pokrete koji bi izazvali izlazak tekućine;
- f) Svaki uzorak, negativna kontrola i pozitivna kontrola se prema preporukama proizvođača, pipetom nanosi na aglutinacijsku kartu.
- g) Lateksne kuglice se pipetom dodaju u svako polje aglutinacijske karte, pri čemu ne smiju doći u doticaj s uzorcima i kontrolama. U svakom polju se lateksne kuglice nježno miješaju štapićima za jednokratnu uporabu dok homogena tekućina ne prekrije cijelo polje;
- h) Aglutinacijska karta se stavi u 3D mješalicu i miješa prema preporukama proizvođača;
- i) Poslije preporučenog vremena, zaustavi se miješanje, kartica za aglutinaciju se položi na ravnu površinu i očitaju se rezultati reakcije. U slučaju pozitivnog uzorka moraju se pojaviti agregati u obliku kuglica. U slučaju negativnog uzorka suspenzija mora ostati homogena bez kuglastih agregata;
- j) Sva oprema koja je bila u doticaju s mesom mora biti, između uzastopnih korištenja, pažljivo dekontaminirana potapanjem na nekoliko sekundi u vrelu vodu (60-90 °C). Površine na kojima su ostali ostaci mesa ili inaktiviranih ličinki se lako čiste čistom spužvom i vodom iz vodovoda. Nakon završenog postupka može se dodati nekoliko kapi deterdženta da odmasti opremu. Zatim se oprema mora isprati nekoliko puta kako bi se uklonili ostaci deterdženta.
- k) Tučak se mora između uzastopnih korištenja pažljivo dekontaminirati potapanjem na nekoliko sekundi u vrelu vodu (60-90 °C). Ostaci mesa ili inaktiviranih ličinki koje se mogu nalaziti na površini, moraju se ukloniti čistom spužvom i vodom iz vodovoda. Nakon završenog postupka može se dodati nekoliko kapi deterdženta da odmasti tučak. Zatim se tučak mora isprati nekoliko puta kako bi se uklonili ostaci deterdženta.

## II. ZBIRNI UZORAK MANJI OD 100 g KAKO JE NAVEDENO U PRIVITKU I., POGLAVLJU I., TOČKI 3., PODTOČKI II.

Za zbirne uzorke manje od 100 g moraju se ispoštovati procedure navedene u Privitku I., Poglavlju I., točki 3., podtočki II. ovoga Pravilnika.

## III. POZITIVNI ILI SUMNJIVI REZULTATI

Ukoliko ispitivanje zbirnog uzorka daje pozitivan ili nejasan rezultat lateksne aglutinacije, uzima se od svake svinje dodatni uzorak od 20 g sukladno Privitku I., Poglavlju I., točki 2. podtočki a) ovoga Pravilnika. Uzorak od 20 g od pet svinja se združuje i ispituju koristeći metodu opisanu u točki I. ovoga Pravilnika. Na ovaj način se moraju ispitati uzorci od 20 skupina od po pet svinja.

Kada je pozitivna lateksna aglutinacija jedne skupine od pet svinja, dalje se prikupljaju uzorci od 20 g od svake svinje u skupini i svaki uzorak pojedinačno ispituje primjenjujući jednu od metoda navedenih u Poglavlju I. ovoga Pravilnika.

Uzorcima parazita moraju se čuvati u 90% etanolu kako bi se u referentnim laboratorijima identificirala pripadnost vrsti.

Nakon prikupljanja, pozitivni fluidi moraju biti dekontaminirani zagrijavanjem na najmanje 60°C.

## Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 246/12  
18. prosinca 2012. godine  
Sarajevo

Predsjedatelj  
Vijeća ministara BiH  
Vjekoslav Bevanda, v. r.

## МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

## 80

На основу члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09) и члана 28. став 2. и став 5. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), а по претходно прибављеном мишљењу Агенције за државну службу Босне и Херцеговине (број 03-34-2-849-10/12 од 19.12.2012. године), Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине доноси

### РЈЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ОДНОСЕ У МИНИСТАРСТВУ ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

## I

МИТАР КУЈУНДИЋ, именује се за помоћника министра у Сектору за мултилатералне односе у Министарству иностраних послова Босне и Херцеговине.

## II

Рјешење се примјењује од 20.12.2012. године.

## III

Ово рјешење објавиће се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 09/1-52-34-22-1895/12  
24. децембра 2012. године  
Сарајево

Министар  
Др Златко Лагумџија, с. р.

На основу члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09) и члана 28. став 2. и став 5. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), а по претходно прибављеном мишљењу Агенције за државну службу Босне и Херцеговине (број 03-34-2-849-10/12 од 19.12.2012. године), Министарство ванjsких послова Босне и Херцеговине доноси

### РЈЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ОДНОСЕ У МИНИСТАРСТВУ ВАНЈСКИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

## I

МИТАР КУЈУНДИЋ, именује се за помоћника министра у Сектору за мултилатералне односе у Министарству ванjsких послова Босне и Херцеговине.

## II

Рјешење се примјењује од 20.12.2012. године.

## III

Ово рјешење објавит ће се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 09/1-52-34-22-1895/12  
24. децембра 2012. године  
Сарајево

Министар  
Др. Златко Лагумџија, с. р.

На основу члана 61. ставак 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 28. ставак 2. и ставак 5. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), а по претходно прибављеном мишљењу Агенције за државну службу Босне и Херцеговине (број 03-34-2-849-10/12 од 19.12.2012. године), Министарство ванjsких послова Босне и Херцеговине доноси

### РЈЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ОДНОСЕ У МИНИСТАРСТВУ ВАНЈСКИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

## I

МИТАР КУЈУНДИЋ, именује се за помоћника министра у Сектору за мултилатералне односе у Министарству ванjsких послова Босне и Херцеговине.

## II

Рјешење се примјењује од 20.12.2012. године.

## III

Ово рјешење објавит ће се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 09/1-52-34-22-1895/12  
24. проsinca 2012. године  
Сарајево

Министар  
Др. Златко Лагумџија, в. р.